

EmpowerMR®

Contrast Injection System



Einzigartiges System,
das für **optimalen
Fluss** in den höchsten
Teslabereichen sorgt

**BRACCO
INJENEERING**
Innovative Injection Technology



EmpowerMR®

Hochmodernes Kontrastmittel-Injektionssystem

- Zugelassen für bis zu 7T-Scanner
- Erfassung des Injektionsprotokolls mit IRiSMR®
- Kein Aufladen von Akkus erforderlich

Das Kontrastmittel-Injektionssystem EmpowerMR® bietet eine ganze Reihe einzigartiger Funktionen, die für höchste Sicherheit sorgen und den Radiologen dabei unterstützen, optimale Bilder zu erzielen.

FORTSCHRITTLICHE PATIENTENSICHERHEIT

- **Neigungssperre:** Trägt zur Minimierung des Luftembolierisikos bei
- **Farbkodierter beleuchteter Griff:** Zeigt die Zufuhr von Kontrastmittel oder Kochsalzlösung zum Patienten an
- **GFR-Rechner:** Trägt zur Identifizierung von Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion bei

STEIGERN IHRER PRODUKTIVITÄT

- **Intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle:** einfache Bedienung
- **Kompakter Drehkopf:** mehr Flexibilität beim Betrieb
- **Duales Initialisieren und Ersetzen der Kartuschen:** erhöht die Produktivität
- **Ausführung mit nicht magnetischem Injektorkopf:** keine Beschränkung hinsichtlich der Nähe zum Scanner
- **Akkuloses hydraulisches Antriebssystem:** kontinuierliche Stromversorgung eliminiert das Risiko eines Akkuausfalls

INFORMIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

- IRiSMR® erfasst und konsolidiert wichtige Daten zur Kontrastmittel- und Spritzenverwendung
- IRiSMR® archiviert Injektionsdaten automatisch
- IRiSMR® liefert mit seinem übersichtlichen Bildschirm Echtzeitdaten für die rasche Entscheidungsfindung



Schnelle Eingabe



Einfache übersichtliche Tasten



Bedienfeld



Artikel-Nr.: 6068415

EmpowerMR® KONTRASTMITTEL-INJEKTIONSSYSTEM

Lieferumfang: Injektorkopf mit hydraulischer Steuereinheit, Remote-Touchscreen (basierend auf dem Betriebssystem Windows®) mit Tischhalterung, elektro-hydraulische Kopplung, Datenübertragungs- und Stromkabel (einschließlich Standfuß für Injektorkopf).



Artikel-Nr.: 6068408

FAST-LOAD™ KARTUSCHEN

2 x 100-ml-Einwegkartuschen Fast-Load mit Niederdruck-Anschlussschlauch 96" und 2 Spikes.

Weitere Informationen über unser komplettes Angebot an Kontrastmittelinjektor-Technologien finden Sie auf unserer Website www.braccoimaging.de

CE 0123

© 2013 Bracco Injengineering SA. Alle Rechte vorbehalten. P/N: 640208_V01

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Händler. Empower MR ist eine eingetragene Marke der Bracco Injengineering SA.

Die Bracco Injengineering SA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung die hier beschriebenen Angaben und Merkmale zu ändern oder die Herstellung des beschriebenen Produkts einzustellen.



LIFE FROM INSIDE

**Bracco Imaging
Deutschland GmbH**
Max-Stromeyer-Straße 116
78467 Konstanz

www.braccoimaging.de

Service-Hotline
T 0800 218-9562
F 0800 218-9563
injektoren@bracco.com
Mo–Do 8:00–17:00 Uhr
Freitag 8:00–15:00 Uhr

Bestell-Hotline
T 0800 218-9560
F 0800 218-9561
bestellservice@bracco.com
Mo–Do 7:30–17:00 Uhr
Freitag 7:30–15:00 Uhr