

# EmpowerCTA+<sup>®</sup>

Contrast Injection System



Der Kontrastmittel-  
Injektor mit  
Touch-Technologie

**BRACCO  
INJEERING**  
Innovative Injection Technology



## EmpowerCTA+® Effizienz in ihrer schönsten Form

- Optimierte Anwenderfreundlichkeit durch Touch-Technologie
- Präzise, intuitive Real-Time-Steuerung ermöglicht die jederzeitige Kontrolle über die Injektions-Funktion
- Einzigartige hygienische Standards durch die Kombination mit Bracco-Verbrauchsmaterialien
- Designed um einfache und kostengünstige Service-Abläufe zu ermöglichen

**EDA™ PATENTIERTE TECHNOLOGIE ZUR  
EXTRAVASATIONSERKENNUNG:  
FORTSCHRITTLICHE PATIENTENPFLEGE**

- Erkennt, benachrichtigt und stoppt das Verfahren, wenn klinisch signifikante Variationen auftreten
- Erkennt Extravasation bei 20 ml durch patentierte EDA-Elektrode
- Unterstützt hohe Abtastgeschwindigkeiten mit erhöhter Zuverlässigkeit

**eGFR CALCULATOR:**

Erleichtert Kalkulationen zur Einschätzung der Nierenfunktion/  
Bestimmung der GFR (glomeruläre Filtrationsrate).

**KOCHSALZLÖSUNGSZUFUHR IM VORAUS:**

Ermöglicht die Zufuhr von Kochsalzlösung vor Durchführung eines Injektionsprotokolls, um die Venendurchgängigkeit zu prüfen.

**SOFORTIGER WECHSEL ZU KOCHSALZLÖSUNG:**

Sobald die optimale Opazität erreicht ist, wird unverzüglich zur Kochsalzlösung gewechselt, um die zugeführte Kontrastmittelmenge so gering wie möglich zu halten.

**SIMULTAN OPERIERENDE KARTUSCHEN:**

Zeitsparen während Befüllung und Entleerung der Kartuschen.





Artikel-Nr.: 650618

Artikel-Nr.: 650617

Artikel-Nr.: 650616

Artikel-Nr.: 650615

### **EmpowerCTA+® Kontrastmittel- / Kochsalzinjektionssystem mit zwei Kartuschen**

Lieferumfang: Injektorkopf, Fernbedienung (basierend auf dem Betriebssystem Windows®), Tischhalterung für die Fernbedienung, Netzteil, alle Kabel und Hängeschalter.

**BASISSYSTEM MIT ROLLSTATIV**

**BASISSYSTEM MIT DECKENHALTERUNG**

**BASISSYSTEM MIT ROLLSTATIV UND EDA™**

**BASISSYSTEM MIT DECKENHALTERUNG UND EDA™**

Weitere Informationen über unser komplettes Angebot an Kontrastmittelinjektor-Technologien finden Sie auf unserer Website [www.braccoimaging.de](http://www.braccoimaging.de)

CE 0086

© 2014 Bracco Injengineering SA. Alle Rechte vorbehalten. P/N: 640253\_V01

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Händler. EmpowerCTA+® ist für die Zufuhr nichtionischer und ionischer Verbindungen sowie Spülmedien im Verbindung mit Computertomographie (CT) des Körpers konzipiert. Das EDA-Modul dient der Erkennung von Extravasationen ionischer und nichtionischer Kontrastmittel während automatischer CT-Kontrastmittelinjektionen.

EmpowerCTA+® und IRIscr sind eingetragene Marken der Bracco Injengineering SA. EDA ist eine Marke der Bracco Injengineering SA, Inc. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

Die Bracco Injengineering SA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung die hier beschriebenen Angaben und Merkmale zu ändern oder die Herstellung des beschriebenen Produkts einzustellen.



LIFE FROM INSIDE

**Bracco Imaging  
Deutschland GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 116  
78467 Konstanz

[www.braccoimaging.de](http://www.braccoimaging.de)

**Bestell-Hotline**  
T 0800 218-9560  
F 0800 218-9561  
[bestellservice@bracco.com](mailto:bestellservice@bracco.com)  
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr  
Freitag 8:00-15:00 Uhr