

**NEU**

**CT Exprès™**

Contrast Injection System



**Kartuschenloser  
3-Kanal-Injektor für  
CT-Scanner**

**BRACCO  
INJENEERING**  
Innovative Injection Technology





# Nutzen Sie die Vorteile einer innovativen Injektionstechnologie ohne Kartuschen. CT Exprès™

## CT Exprès™

- Direkte Injektion aus Kontrastmittelflaschen
- NaCl jederzeit nach Bedarf verfügbar, kompatibel mit Flaschen und Beuteln
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Kontrastmittelflaschen und -volumen
- Jetzt mit 24 h-Tagesset
- Warmhalte-Funktion für Kontrastmittel

### SICHERHEIT und HYGIENE


- Luft- und Okklusionserkennung in Flüssigkeitskanälen
- Reduziertes Kreuzkontaminationsrisiko
- Patientenset für den Einmalgebrauch
- Unidirektionaler Flüssigkeitsfluss
- Geschlossene Flüssigkeitsleitung
- Flaschendorf nur einmal verwendbar
- Patientenschlauch mit 2 Rückschlagventilen

### ARBEITSABLAUF


- Einfache Vorbereitung – in 30 Sekunden für den nächsten Patienten bereit
- Informationen einfach per Tastendruck abrufbar, beim Patienten und im Kontrollraum
- Schneller Zugriff auf Injektionsprotokolle per Touchscreen

### SAUBERKEIT

- Kein Befüllen von Kartuschen
- Kein Kontakt des Kontrastmittels mit dem Injektor
- Schnelle und einfache Reinigung



Startseite des Injektors



Programmieren der Testinjektion



„Die Verwendung eines kartuschenlosen Injektors wirkt sich positiv auf die Leistung des Bedieners, den CT-Arbeitsablauf und die Betriebskosten aus.“

American College of Radiology, August 2012; Xiaozhou Ma, MD, Anand Singh, MD, Joseph Fay, RTR, Giles Boland, MD, Dushyant V. Sahani, MD

### FLEXIBILITÄT

- Diluject™: Ermöglicht zügige Abfolge von Kontrastmittel- und Kochsalzlösungsphasen
- Digitale Benutzerschnittstelle, zwei Touchscreens
- Videos zur Bedienerunterstützung, Kontexthilfe
- Injektionsverlauf



Zwei Touchscreens (Patientenraum und Kontrollraum)




Diagramm der Einstellungen der Injektionsphasen



## EINMALARTIKEL



Artikel-Nr.: 640057

**MONO-PATIENTENSET**

Artikel-Nr.: 640061

**MULTI-PATIENTENSET**

Das innovative Design ermöglicht die sofortige Verwendung nach dem Anschluss, wodurch die Patientensicherheit und Benutzerfreundlichkeit erhöht werden.



Artikel-Nr.: 640058

**FLASCHENDORN (Bottle Spike)**

Passt auf alle Arten von Kontrastmittelflaschen, Volumen von 50 ml bis 500 ml.



Artikel-Nr.: 640060

**TAGES-SET**

Einfache tägliche Vorbereitung und Verwendung.



Artikel-Nr.: 640063

**PATIENTENLEITUNG**

## SYSTEME

Artikel-Nr.: 650450

CT Exprès™ inkl. Rollstativ

Artikel-Nr.: 650451

CT Exprès™ mit Deckenhalterung, fest montiert

Artikel-Nr.: 650452

CT Exprès™ mit Deckenhalterung, beweglich

Weitere Informationen über unser komplettes Angebot an Kontrastmittelinjektor-Technologien finden Sie auf unserer Website [www.braccoimaging.de](http://www.braccoimaging.de)

CE 0086

© 2016 Bracco Injengineering SA. Alle Rechte vorbehalten. P/N: 640200\_V04

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Händler. CT Exprès und DiluJect sind eingetragene Marken der Bracco Injengineering SA.

Die Bracco Injengineering SA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung die hier beschriebenen Angaben und Merkmale zu ändern oder die Herstellung des beschriebenen Produkts einzustellen.



LIFE FROM INSIDE

**Bracco Imaging  
Deutschland GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 116  
78467 Konstanz

[www.braccoimaging.de](http://www.braccoimaging.de)

**Bestell-Hotline**  
T 0800 218-9560  
F 0800 218-9561  
[bestellservice@bracco.com](mailto:bestellservice@bracco.com)  
Mo-Do 7:30-17:00 Uhr  
Freitag 7:30-15:00 Uhr