

# EmpowerCTA<sup>®</sup>+

Sistema de Injeção de Contraste Radiológico

A injetora de  
meio de contraste,  
reinventada.  
Solução na  
ponta dos dedos.




# EmpowerCTA<sup>®</sup>+

## Eficiência na ponta dos dedos

Design moderno associado a uma engenharia de alta performance, criando maior agilidade na Tomografia Computadorizada.

- A **tecnologia digital** aprimora o controle do usuário e a eficiência na rotina de exames
- Os **recursos de segurança são fáceis e podem ser utilizados** ao lado do paciente e na sala de comando
- **Recursos precisos e de fácil acesso** permitem controle imediato
- O **design inovador** permite controlar e fazer ajustes durante a administração do meio de contraste



# TECNOLOGIA COM DIFERENCIAL TANGÍVEL

RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA QUE ATENDEM ÀS NECESSIDADES DAS MAIS MODERNAS INSTALAÇÕES.

**INJEÇÃO DE SOLUÇÃO SALINA:**  
segurança ao lado do paciente.

Possibilita o uso de solução salina para teste de integridade do acesso venoso. Acionado por um dispositivo/interruptor "Pause/Run" conectado à cabeça da injetora.

**AVANCE PARA A SOLUÇÃO SALINA:**  
possibilita avançar a fase de meio de contraste para solução salina sem interromper a injeção.

Uma vez obtida a opacificação desejada, possibilita avançar imediatamente para a solução salina. Minimiza a quantidade de meio de contraste administrada ao paciente.

**CALCULADORA *eGFR*\***: simplifica os cálculos para maior segurança do paciente.

Possibilita a avaliação crítica da função renal, antes da administração de meio de contraste.

**SERINGAS DE OPERAÇÃO SIMULTÂNEA DOS ÊMOLOS:** utilizadas durante os procedimentos de inicialização, preenchimento e substituição das seringas.

A injetora EmpowerCTA<sup>®</sup>+ possui mantenedor de temperatura para seringa do meio de contraste.



# DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO CTA+



## Sistema EmpowerCTA<sup>®</sup>+ de dupla cabeça: seringa de meio de contraste / solução salina

Inclui: pedestal da injetora, monitor remoto (sistema operacional Windows<sup>®</sup>), suporte de mesa para o monitor, fonte de alimentação e todos os cabos e dispositivos pendentes da injetora

## SUPORTE DE CHÃO

Sistema de chão com base giratória

Para obter mais informações sobre a nossa linha completa de tecnologias de injetoras automáticas, visite nosso site <https://imaging.bracco.com/br-pt>

CE 0086

© 2014 Bracco Injengineering S.A. Todos os direitos reservados. P/N: 640253\_V01

Nem todos os produtos estão disponíveis nos mercados mundiais. Consulte o seu distribuidor ou agente local. EmpowerCTA<sup>®</sup>+ foi criada para a administração de meios de contraste iônicos e não iônicos e solução salina em conjunto com o scanner de tomografia computadorizada (TC) do corpo.

EmpowerCTA<sup>®</sup>+ e IRiSct são marcas registradas da Bracco Injengineering S.A.

A Bracco Injengineering S.A. se reserva o direito de modificar as especificações e os recursos descritos neste documento ou descontinuar a fabricação do produto descrito a qualquer momento sem prévia notificação ou obrigação. Entre em contato com seu representante autorizado Bracco para obter as informações mais atualizadas.

Para obter mais informações, entre em contato conosco:

Bracco Imaging do Brasil Importação e Distribuição de Medicamentos Ltda.

Av OL 3 200 Galpão Módulo 03 Galpão 01 - Bairro: Parque Duque CEP: 25085-375 - Duque de Caxias/RJ

CNPJ: 10.742.412/0004-01

Responsável Técnica: Dra. Fabiana Arouche - CRF/RJ nº 14936 - Autorização MS 80580320007

SAC: 0800 710 2100/TEL: (11) 2181 2100

Produzido em Março/2020.

CTA+.0001.01