



EmpowerMR[®]

Contrast Injection System



Il Sistema ideale
per un **flusso ottimale**
in tutti i campi magnetici
fino a 7T

BRACCO
INJENEERING
Innovative Injection Technology



EmpowerMR®

Un Sistema d'iniezione di ultima generazione

- Testato e approvato per scanner fino a 7T
- Archiviazione dei protocolli d'iniezione con IRiSMR®
- Nessuna esigenza di batteria

Il Sistema d'iniezione EmpowerMR® offre una gamma completa di caratteristiche uniche per aumentare la sicurezza del paziente, supportando l'operatore nell'acquisizione di immagini ottimali.





MAGGIORE SICUREZZA DEL PAZIENTE

- **Sistema di Blocco:** aiuta a minimizzare il rischio di embolia gassosa
- **Maniglia luminosa a colori:** segnala quando il contrasto o soluzione fisiologica fluisce al paziente
- **Calcolo del GFR:** aiuta a identificare i pazienti con compromissione della funzione renale

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

- **Interfaccia intuitiva:** Operazioni facili e veloci
- **Testa rotante e compatta:** maggiore flessibilità operativa
- **Gestione simultanea delle siringhe:** più produttività in fase di inizializzazione e sostituzione
- **Iniettore non magnetico:** Nessun limite di vicinanza allo scanner
- **Sistema di azionamento idraulico senza batteria:** Minore manutenzione e rischi d'interruzione

PROCESSO DECISIONALE INFORMATO


- IRI^{SMR}® cattura e consolida i dati relativi al consumo di siringhe e di mezzo di contrasto
- IRI^{SMR}® archivia automaticamente tutte le informazioni di iniezione
- IRI^{SMR}® fornisce i dati in tempo reale per il tempestivo processo decisionale



Input rapidi



Funzioni semplici e chiare



Pannello di controllo



INFORMAZIONI UTILI PER EFFETTUARE L'ORDINE



Codice: 650014

EmpowerMR® CONTRAST INJECTION SYSTEM

Include: Testa dell'iniettore con sistema di azionamento idraulico, Consolle touch screen (Basata su sistema operativo Windows®) con piedistallo, connessioni elettroidrauliche, cavi di alimentazione e di comunicazione



Codice: 100301

FAST-LOAD™ SYRINGES

Include: 2 Siringhe da 100 mL condotto a (y) e due perforatori per i flaconi.

DECEMBER 2006 CONTRAST UTILIZATION				
Day	Filled Volume, ml	Injected Volume, ml	Residual Volume, ml	Average Injection
FRI, DEC 1	1,315	1,241		74
SAT, DEC 2				
SUN, DEC 3				
MON, DEC 4	1,345	1,273		72
TUE, DEC 5	1,210	1,144		66
WED, DEC 6	1,160	1,090		67

Codice: 100401

Codice: 100404

IRiSMR® DATA NETWORKING APPLICATION

IRiSMR® REMOTE VIEWER

Per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio completo di tecnologie di iniezione di contrasto, si prega di visitare il nostro sito <http://imaging.bracco.com>

CE 0123

© 2013 Bracco Injengineering SA. Tutti i diritti riservati. P/N: 640202_V01

Not all products are available in all global markets. Please refer to your local distributor or agent. Empower MR is a registered trademarks of Bracco Injengineering SA.

Bracco Injengineering SA si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche qui descritte, o di interrompere la fabbricazione del prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso o obbligo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Produttore:
Bracco Injengineering SA
Avenue de Sévelin 46
1004 Lausanne -
Svizzera
info@imaging.bracco.com
www.imaging.bracco.com

Distributore per l'Italia:
Bracco Imaging Italia s.r.l.
Via Egidio Folli, 50
20134 Milano - Italia
Tel.: 800.598.160
E-mail: biomedicali.italia@bracco.com

PX9V4C - stampato nel mese di Maggio 2014

BRACCO
INJENGINEERING
Innovative Injection Technology